


TM-8S

LENS TRANSMITTANCE INSTRUMENT

TPC-10(280-780)




TMS透射比软件标配功能：

透射比曲线图表：	显示透射比分布曲线(280~780nm)
图表分度线：	显示垂直水平分度线
快速对比波段透射比：	垂直分度线可显示当前波段对应透射比数值
数据对比：	1号2号3号镜片数据保存、调用、对比；镜片透射比互差Δp%
采样间隔：	可设置1nm或5nm波长间隔采样
样品和检测信息：	样品测试机构和样品信息录入
测试报告：	测试报告pdf直接保存或预览打印(选配接触镜)
数据保存：	透射比原始txt格式数据存档、调用
偏光测试：	无需调整角度直接获取偏光平均值(空气校准)
偏光效率P%测试：	可连续测试查找最大最小偏振方向透射比(起偏器校准)
颜色测试：	CIE色坐标(X,Y), Lab色彩, ΔE色差
计算机配置要求：	Windows 7 / 8 / 10 / 11

TM-8S技术参数：

波长范围：	280nm~780nm
显示精度：	0.01%(透射比), 0.001(Q因子、CIE色极限)
紫外光源：	长效汞灯(2500小时)
可见光源：	光谱分析卤素灯(15000小时)
测试环境：	开放性测试仓
透射比积分球：	PTFE材料(长效高性能漫反射)
光谱分辨率：	5nm(可选1nm)
波长准确度：	±0.5nm
透射比示值误差：	≤±2%(符合JJF1106计量精度要求)
透射比测量重复性：	≤±1.5%(符合JJF1106计量精度要求)
Q因子示值误差：	≤±0.02(符合JJF1106计量精度要求)
光斑直径：	5mm
屈光度镜片：	≤±4D(中心)
测试样品类型：	未切削镜片, 成品眼镜, 一体式眼镜, 防护镜
电压功率：	AC210~240V 50/60Hz 80VA
设备尺寸：	165W*400H*235D(mm)



上海仙本科技有限公司
地址:上海市嘉定区塔里木路88弄1号201室
邮箱: info@leadingoptical.com